

**Инструкция**  
**по работе со сканером штрих-кода в процедурном кабинете**  
**в программном комплексе «ТМ:МИС»**

Для обработки направления на лабораторные исследования с помощью сканера штрих-кода в процедурном кабинете необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в АРМ «Параклиника».
2. Выбрать пункт «Процедурный кабинет» (Рис. 1).




Рис. 1. Пункт «Процедурный кабинет»

3. С помощью сканера штрих-кода отсканировать двумерный штрих-код направления, после этого откроется окно «Сопоставление проб» (Рис. 2).

**Примечание.** По умолчанию галочка «Проведено» установлена для всех процедур, при выборе одной процедуры галочку необходимо устанавливать вручную.

