

Вкладка «Настройки» свидетельства

На вкладке «Настройки» располагаются следующие поля:

- Поле «Серия (по умолчанию) свидетельства о смерти (106/у-08)». Данное поле следует заполнить при необходимости создания свидетельств с уже заполненным полем «Серия» на вкладке «Сведения об умершем» (см. раздел [Вкладка «Сведения об умершем»](#)).

Поле «Врач, проверивший свидетельство». Данное поле заполняется из справочника. При создании новых свидетельств о смерти, поле будет предзаполнено выбранным значением. В поле отображается код врача, ФИО, должность, отделение и МО.

The screenshot shows a web application window titled "Свидетельство о смерти" (Certificate of Death). The window has a sidebar on the left with a menu containing: "Сведения об умершем" (Deceased Information), "Причины смерти" (Cause of Death), "Причины установлены" (Cause Established), "Дополнительно" (Additional), and "Настройки" (Settings). The "Настройки" tab is currently selected. The main area of the window contains several input fields and checkboxes. At the top, there are fields for "1. Фамилия:" (Last Name), "Имя:" (First Name), "Отчество:" (Patronymic), and "2. Пол:" (Sex) with a dropdown menu set to "Женский" (Female). There is also a checkbox for "Не опознан" (Not identified). Below these are fields for "3. Дата рождения:" (Date of Birth) with a date picker showing "ДД.ММ.ГГГГ", "9. Местность:" (Locality) with a dropdown showing "не указана" (not specified), and "8. Адрес места жительства:" (Address of place of residence) with a text input field. To the right of the address field are two checkboxes: "Электронное" (Electronic) and "Со слов родственников" (According to relatives). Below these fields is a large text area for "Серия (по умолчанию) свидетельства о смерти (106/у)" (Serial (by default) of the certificate of death (106/u)) with a value of "14". Below this is a field for "Врач, проверивший свидетельство" (Doctor who checked the certificate) with a search icon. At the bottom of the window, there is a bar with buttons: "Испорчено" (Spoiled), "Открыть ЭМД" (Open EMD), "Печать" (Print), "Сохранить" (Save), and "Закреть" (Close). The text "Новое свидетельство" (New certificate) is visible in the bottom left corner of the main area.

Вкладка «Настройки»

При необходимости можно указать другого сотрудника, поле заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки.

Свидетельство о смерти

Новый

1. Фамилия:

Имя:

Отчество:

☐ Не опознан

2. Пол:

Женский

3. Дата рождения:

ДД.ММ.ГГГГ

9. Местность:

не указана

8. Адрес места жительства:

☐ Электронное

☐ Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Найти

Наименование/ФИО	Должность
------------------	-----------

ВыбратьОтмена

Новое свидетельство

Испорчено

Открыть ЭМД

Печать

Сохранить

Заккрыть

Выбор врача, проверившего свидетельство