

Карта беременной и родильницы

- Информация о беременности
- Постановка на учет
 - Блок «Репродуктивные функции и поведение»
 - Блок «Сведения о заболеваниях»
 - Блок «Сведения о лечащем враче и медицинской организации»
 - Блок «Сведения о рубце на матке»
 - Блок «Сведения об отце ребенка»
 - Блок «Дополнительные сведения об отце»
- Исход беременностей и родов
 - Добавление записи об исходе предыдущей беременности
 - Блок «Исход родов для плода»
 - Добавление сведений об исходе текущей беременности
 - Получение данных из ИЭМК
 - Блок «Лист заключительных диагнозов»
- Родовой сертификат
- Витальные показатели
- Параметры плода
- Степени и факторы риска
- Медицинские записи
- Диагнозы
- Журнал направлений
- Случаи лечения
- Закрытие карты беременной и родильницы
- Печать документов из карты беременной

Медицинская карта беременной создается в МКАБ в разделе «[Карты беременной и родильницы](#)» нажатием кнопки «Добавить», а также в [Случае лечения](#) на вкладке «Действия» нажатием кнопки «Перейти в КБ».

В результате выполнения действия откроется форма «Карта беременной и родильницы».

/ Карта беременной

Руководители учреждений и их заместители.

га беременной и родильницы № КБ-2023-106

Информация о беременности

новка на учёт

Срок беременности

ПДР

Степень риска

Лечащий врач

Группа крови

Резус-фактор

новка на учёт

2023

0

06.08.2024

ения о беременности

становка на учёт

Исход беременностей и родов

Родовой сертификат

ятня на учёт *

Срок, неделя *

Постановка на учёт *

Дата менструации *

Беременность...

Роды по счёту *

Питание бере...

2023

x

1

x

1 - До 12 недель 0 дней

x

01.11.2023

x

1

x

1

x

Да

x

Количество плодов

1

Монохориальная плацента

ятня *

естественное

x

Тип ЭКО

Предгравидарная подготовка

Дополнительная информация по предгравидарной подготовке

могательная репродуктивная технология (BPT)

р попытки

Перенос эмбрионов

Дата переноса эмбри...

Количество эмбрионов

Возраст донора

Печать

Закрыть

Сохранить

Форма «Карты беременной и родильницы»

В шапке страницы отображается персональная информация по пациентке.

ГБУЗ МО

ЦРБ

Поликлиника (ГБУЗ МО "

ЦРБ") / Карта беременной

Пациент:

Валерия Анатольевна, 31 год

Персональная информация по пациентке

Для перехода в МКАБ необходимо нажать ФИО пациентки в шапке карты беременной и родильницы. В результате выполнения, в новой вкладке браузера откроется МКАБ пациентки, по которой оформляется карта беременной и родильницы. Карта беременной и родильницы состоит из разделов:

- «Информация о беременности»;
- «Сведения о беременности»:
 - «Постановка на учет»;
 - «Исход беременностей и родов»;
 - «Родовой сертификат»;
- «Витальные показатели»;
- «Параметры плода»;
- «Степени и факторы риска»;
- «Медицинские записи»;
- «Диагнозы»;
- «Журнал направлений»;
- «Случаи лечения».

Добавление медицинских записей, диагнозов, врачебных назначений и направлений осуществляется в [случае лечения](#) пациента.

Информация о беременности

Блок «Информация о беременности» доступен только для просмотра и содержит следующие поля:

И

Информация о беременности

Постановка на учёт	Срок беременности	ПДР	Степень риска	Лечащий врач	Группа крови	Резус-фактор
07.10.2023	17	14.03.2024 ⓘ			I	Положительный

Блок «Информация о беременности»

- «Постановка на учет» – поле заполняется датой из поля «Дата взятия на учет», вкладка «Постановка на учет» в формате ДД.ММ.ГГГГ. Недоступно для редактирования.
- «Срок беременности» – поле заполняется значением в неделях, рассчитанным следующим образом: Текущая дата – «Дата взятия на учет» + «Срок, недель». Значения «Дата взятия на учет» и «Срок, недель» расположены на вкладке «Постановка на учет». Если в карте есть исход по текущей беременности, то поле заполняется значением из поля «Срок исхода» на вкладке «Исход беременностей и родов». Недоступно для редактирования.
- «ПДР» – поле заполняется значением, рассчитанным в блоке «Предполагаемая дата родов». Если блок «Предполагаемая дата родов» не заполнен, то ПДР рассчитывается следующим образом: «Дата менструации» +279 дней. Значение «Дата менструации» указывается на вкладке «Постановка на учет». Поле недоступно для редактирования. При наведении на иконку ⓘ появляется всплывающая подсказка, где отображаются все имеющиеся данные ПДР .

	Предполагаемая дата родов	
ПДР	Дата УЗИ	ПДР
	23.11.2022	19.07.2023
	Первое шевеление	ПДР
19.07.2023 ⓘ	22.02.2023	12.07.2023
	Последняя менструация	ПДР
	26.10.2022	01.08.2023

Данные ПДР

- «Степень риска» – поле заполняется значением из блока «Степени и факторы риска». Недоступно для редактирования.
- «Лечащий врач» – поле заполняется информацией о враче, заполнившим карту беременной. Недоступно для редактирования.
- «Группа крови» – поле заполняется данными из МКАБ пациентки.
- «Резус фактор» – поле заполняется данными из МКАБ пациентки.

Постановка на учет

При постановке пациентки на учет необходимо заполнить вкладку «Постановка на учет» в разделе «Сведения о беременности» следующим образом:

- в поле «Дата взятия на учет» необходимо указать дату постановки на учет беременной в медицинской организации. По умолчанию поле автоматически заполняется текущей датой. Поле доступно для редактирования. Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения;

- в поле «Срок, недель» необходимо указать срок беременности пациентки, на котором поставили на учет. Срок не может быть больше 45 недель. Поле обязательно для заполнения;
- поле «Постановка на учет» автоматически заполняется значением из справочника, в соответствии со значением, указанным в поле «Срок, недель»;
- в поле «Дата менструации» указать дату начала последней менструации. Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «Беременность по счету» указать общее количество беременностей у пациентки с учетом текущей. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «Роды по счету» указать общее количество родов у пациентки с учетом текущей. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «Питание беременных» указать соблюдается ли пациенткой специальное питание. По умолчанию в поле указано значение «Да». Поле необязательно для заполнения;
- признак «Монохориальная плацента» следует установить при многоплодной беременности, если плоды развиваются в одной плаценте;
- признак «Многоплодная беременность» следует установить при многоплодной беременности;
- в поле «Количество плодов» указать количество плодов. Поле доступно для заполнения и является обязательным, если проставлен признак «Многоплодная беременность»;
- в поле «Тип зачатия» выбрать значение из справочника. Если выбрано значение «В результате применения вспомогательных репродуктивных технологий», то следует заполнить подраздел «Вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ)»:
 - в поле «Номер попытки» указать номер попытки, в результате которой наступила беременность. Поле необязательно для заполнения;
 - в поле «Перенос эмбрионов» выбрать способ переноса эмбрионов, если беременность наступила в результате переноса эмбрионов. Поле необязательно для заполнения;
 - в поле «Дата переноса эмбриона» указать дату переноса эмбриона. Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры. Поле необязательно для заполнения;
 - в поле «Количество эмбрионов» указать количество перенесенных эмбрионов. Поле необязательно для заполнения;
 - в поле «Возраст донора» указать возраст донора эмбрионов;
- в поле «Тип ЭКО» выбрать значение из справочника. Поле доступно для заполнения и является обязательным, если в поле «Тип зачатия» выбрано значение «В результате применения вспомогательных репродуктивных технологий»;
- признак «Предгравидарная подготовка» следует установить, если супружеская пара провела комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на полноценное зачатие;
- в поле «Дополнительная информация по предгравидарной подготовке» указать какие диагностические и/или лечебно-профилактические мероприятия были проведены. Поле доступно для заполнения, если проставлен признак «Предгравидарная подготовка». Поле необязательно для заполнения;
- в поле «Вредные привычки» выбрать из справочника все вредные привычки, имеющиеся у пациентки. Поле необязательно для заполнения;
- в поле «Перечень вредных производственных факторов и работ» выбрать из справочника все производственные факторы, которые есть у пациентки. Поле необязательно для заполнения;
- в поле «Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы» выбрать из справочника все социальные факторы, имеющиеся у пациентки. Поле необязательно для заполнения.

Карта беременной и родильницы

Сведения о беременности

Постановка на учёт

Исход беременностей и родов

Родовой сертификат

Дата взятия на учёт *

Срок, недель *

Постановка на учёт *

Дата менструации *

Беременность п...

Роды по счёту *

Питание бере...

Многоплодная беременность

Количество плодов

Монохориальная плацента

Тип зачатия *

Тип ЭКО

Предгравидарная подготовка

Дополнительная информация по предгравидарной подготовке

Вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ)

Номер попытки

Перенос эмбрионов

Дата переноса эмбри...

Количество эмбрионов

Возраст донора

Вредные привычки

Перечень вредных производственных факторов и работ

Печать

Закрыть

Сохранить

Вкладка «Постановка на учет» в карте беременной и родильницы

Блок «Репродуктивные функции и поведение»

При постановке на учет следует также заполнить блоки «Репродуктивные функции и поведение» и «Сведения о заболеваниях», содержащие параметрические данные.

ции и поведение

Заполнить

казатель				Ед. измерения	Врач *	
овопотери при менструации	×	Значение	▼	мл		×
казатель				Ед. измерения		
ловая жизнь с	×	Значение	×	лет		×
казатель						
ли при менструации	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
казатель						
гулярность менструации	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
казатель						
ительность менструации	×	Значение	×	д		×
казатель						
нструкция с	×	Значение	×	д		×
казатель						
гановка менструального цикла	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
казатель						
ительность цикла	×	Значение	×	д		×
казатель						
риод установки менструального цикла	×	Значение	×	Месяц		×

Блок «Репродуктивные функции и поведение»

▼ Сведения о заболеваниях

Дата 18.05.2022 × Заполнить

Дата *	Показатель		Значение	Ед. измерения	Врач *
18.05.2022 ×	Гепатит С	×	Значение	Ед. измерения	×
Дата *	Показатель		Значение	Ед. измерения	
18.05.2022 ×	ИППП (мать)	×	Значение	Ед. измерения	×
Дата *	Показатель		Значение	Ед. измерения	
18.05.2022 ×	Туберкулез (мать)	×	Значение	Ед. измерения	×
Дата *	Показатель		Значение	Ед. измерения	
18.05.2022 ×	Наследственные заболевания (мать)	×	Значение	Ед. измерения	×
Дата *	Показатель		Значение	Ед. измерения	
18.05.2022 ×	Детские инфекции	×	Значение	Ед. измерения	×
Дата *	Показатель		Значение	Ед. измерения	
18.05.2022 ×	Гепатит В	×	Значение	Ед. измерения	×
Дата *	Показатель		Значение	Ед. измерения	
18.05.2022 ×	Инфицированность ВИЧ	×	Значение	Ед. измерения	×
Дата	Показатель		Значение	Ед. измерения	
18.05.2022 ×	Сифилис	×	Значение	Ед. измерения	×
Дата	Показатель		Значение	Ед. измерения	
18.05.2022 ×	ВИЧ-инфицирование (мать)	×	Значение	Ед. измерения	×

Блок «Сведения о заболеваниях» в карте беременной и родильницы

В блоке «Репродуктивные функции и поведение» следует заполнить группу показателей. Поле «Значение» заполняется вручную с клавиатуры или путём выбора нужного значения из выпадающего списка, в зависимости от показателя.

Поле «Дата» заполняется автоматически текущей датой. Поле доступно для редактирования путем выбора даты из календаря или ввода даты с клавиатуры. Дата не может быть больше текущей.

В поле «Показатель» отображается фиксированный показатель. Поле недоступно для редактирования.

В поле «Ед. измерения» отображается фиксированное значения в соответствии с параметром, недоступно для редактирования.

Поле «Врач» автоматически заполняется текущим пользователем. Поле доступно для редактирования путем выбора значения из справочника. Поле обязательно для заполнения.

Для показателей доступно групповое заполнение поля «Дата». Для этого необходимо заполнить поле «Дата», расположенного под наименованием блока, затем нажать кнопку «Заполнить». Дата не может быть больше текущей.

Заполнение поля «Дата» для группы показателей

В результате по установленной дате заполнится столбец «Дата» у группы показателей блока «Репродуктивные функции и поведение».

Дата *	Показатель	Значение	Ед. измерения	Врач *
18.05.2022	Кровопотери при менструации		мл	
18.05.2022	Половая жизнь с	15	лет	
18.05.2022	Боли при менструации		Ед. измерения	
18.05.2022	Регулярность менструации		Ед. измерения	
18.05.2022	Длительность менструации	10	д	
18.05.2022	Менструация с	14	д	
18.05.2022	Установка менструального цикла		Ед. измерения	
18.05.2022	Длительность цикла	5	д	
18.05.2022	Период установки менструального цикла	1	Месяц	

Заполненный столбец «Дата» для группы показателей блока «Репродуктивные функции и поведение»

По умолчанию отображаются последние введенные значения параметров.

Блок «Сведения о заболеваниях»

В блоке «Сведения о заболеваниях» необходимо выбрать значение по каждому показателю (заболеванию). Заполнение блока «Сведения о заболеваниях» аналогично заполнению блока «Репродуктивные функции и поведение».

Блок «Сведения о лечащем враче и медицинской организации»

В блоке «Сведения о лечащем враче и медицинской организации» следует заполнить следующие поля:

- в поле «Вес, кг» указать вес отца ребенка в килограммах;
- в поле «ИМТ, кг/м2» значение индекса массы тела рассчитывается автоматически;
- в поле «Группа крови» выбрать из справочника группу крови отца ребенка;
- в поле «Резус фактор» выбрать из справочника резус-фактор отца ребенка;
- в поле «Вредные привычки отца» выбрать из справочника все вредные привычки, имеющиеся у отца ребенка.

Блок «Дополнительные сведения об отце»

При необходимости можно внести дополнительные сведения об отце ребенка. Для этого следует заполнить параметры в блоке «Дополнительные сведения об отце».

сведения об отце

Заполнить

Показатель	ВИЧ-инфицирование (отец)	×	Значение	▼	Ед. измерения	Врач *	×
Показатель	ИППП (отец)	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Прививка от гриппа	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Туберкулез (отец)	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Прививка от дифтерии	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Хронические заболевания (отец)	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Прививка от краснухи	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Гепатит С (отец)	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Гепатит В (отец)	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Прививка от столбняка	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Результат флюорографии (отец)	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Дата флюорографии (отец)	×	01.01.2020	×	Ед. измерения		×
Показатель	Прививка от кори	×	Значение	▼	Ед. измерения		×
Показатель	Сифилис (отец)	×	Значение	▼	Ед. измерения		×

Блок «Дополнительные сведения об отце»

Заполнение блока «Дополнительные сведения об отце» аналогично заполнению блока «[Репродуктивные функции и поведение](#)».

Для сохранения внесенных данных следует нажать кнопку «Сохранить» внизу ленты. Для возврата в МКАБ необходимо нажать кнопку «Вернуться в МКАБ» или кнопку «Закрыть».

Карта беременной

Постановка на учёт

Исход беременностей и родов

Родовой сертификат

Витальные показатели

Параметры плода

Карта беременной и родильницы № КБ-2023-105

Информация о беременности

Постановка на учёт

Срок беременности

ПДР

Степень риска

Лечащий врач

Группа крови

Резус-фактор

07.10.2023

17

14.03.2024

I

Положительный

Сведения о беременности

Постановка на учёт

Исход беременностей и родов

Родовой сертификат

Дата взятия на учёт *

Срок, неделя *

Постановка на учёт *

Дата менструации *

Беременность...

Роды по счёту *

Питание бере...

07.10.2023

11

1 - Пл 12 недель, 0 пней

09.06.2023

1


1

Па

Степени и факторы риска	Количество плодов: 2 ☒ Многплодная беременность ☒ Монохориальная плацента					
Медицинские записи	Тип зачатия *: 2 - В результате применения вспомогательных репродуктивных технологий ☒ Тип ЭКО: 2 - С использованием донорских ооцитов ☒					
Диагнозы	Предгравидарная подготовка: ☒ Дополнительная информация по предгравидарной подготовке: 123 ☒					
Случаи лечения	Вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ)					
	Номер попытки: 6 ☒	Перенос эмбрионов: 1 - Нativного ☒	Дата переноса эмбриона: 06.07.2023 ☒	Количество эмбрионов: 10 ☒	Возраст донора: 18 ☒	
Вернуться в Журнал		Печать		Закреть		Сохранить

Действия «Сохранить», «Закреть» и «Вернуться в МКАБ» в карте беременной и родильницы

При первом сохранении данных будет создана новая карта беременной и родильницы, а также осуществится включение пациентки в [регистр](#) беременных, состояние регистра примет значение «Постановка на учет».



Сообщение об успешном сохранении данных и включении пациента в регистр беременных

При создании второго случая лечения в рамках одной КБ поле «Состояние» регистра беременных автоматически заполняется значением «Наблюдение за беременной».

Для возврата к форме МКАБ без сохранения данных следует нажать кнопку «Вернуться в МКАБ».

Кнопка «Печать» становится доступна после сохранения вкладки «Постановка на учёт».

Исход беременностей и родов

Для заполнения сведений о предыдущих беременностях и родах следует перейти на вкладку «Исход беременностей и родов».

Сведения о беременности						
Постановка на учёт		Исход беременностей и родов		Родовой сертификат		
Строк на странице: 5 Записей: 1						
Беременность	Дата исхода	Исход	Срок исхода	Количество плодов	Исход родов для плода	Пол плода
Текущая						
Добавить исход беременности						

Вкладка «Исход беременностей и родов» в карте беременной и родильницы

После заполнения вкладки «Постановка на учёт» автоматически будет создана запись с текущим исходом беременности.

Список записей об исходах беременностей и родов представлен в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Беременность» – отображается значение, указанное в поле «Беременность».
- «Дата исхода» – отображается значение, указанное в поле «Дата исхода».
- «Исход» – отображается значение, указанное в поле «Исход беременности».
- «Срок исхода» – отображается значение, указанное в поле «Срок исхода».
- «Количество плодов» – отображается значение, указанное в поле «Число родившихся».

- «Исход родов для плода» – отображается значение, указанное в поле «Исход родов», форма «Исход родов для плода». Если записей больше 1, то значения будут перечислены через запятую.
- «Пол плода» – отображается значение, указанное в поле «Пол», форма «Исход родов для плода». Если записей больше 1, то значения будут перечислены через запятую.

При сохранении текущего исхода беременности поле «Состояние» Регистра беременных примет значение «Завершение беременности», при условии если Регистр беременных находился в статусе «Постановка на учёт» или «Наблюдение беременности».

Поле «Состояние» регистра беременных

Пациентку при этом следует исключить из Регистра беременных. Для этого необходимо в Регистре беременных заполнить поле «Основание для исключения» значением «Рождение ребенка» или «Прерывание беременности», в соответствии с указанным исходом беременности.

Исключение пациентки из регистра беременных

Для редактирования записи следует нажать кнопку  . Откроется форма «Исход беременностей и родов» с заполненными полями, доступными для редактирования.

Для удаления записи об исходе следует нажать кнопку  . Появится форма для подтверждения действия по удалению записи по исходу беременности, в которой следует нажать «Да». Исход по текущей беременности удалить нельзя.

Подтверждение удаления записи по исходу беременности

Добавление записи об исходе предыдущей беременности

Для добавления новой записи о беременности следует нажать кнопку «Добавить исход беременности».

Сведения о беременности

Постановка на учёт

Исход беременностей и родов

Родовой сертификат

Строк на странице: 5

Записей: 1

Беременность	Дата исхода	Исход	Срок исхода	Количество плодов	Исход родов для плода	Пол плода
Текущая						
Добавить исход беременности						

Кнопка «Добавить исход беременности» на вкладке «Исход беременностей и родов»

В результате выполнения действия откроется форма «Исход беременности и родов».

Исход беременности и родов

Беременность

Предыдущая

Исход беременности

Дата исхода

Срок исхода

Число родивши...

Тип зачатия *

Вводили антирезус Ig во время беременности

Дата ввода

Вводили антирезус Ig после родов

Дата ввода

Медицинская организация, в которой проходили роды

МО другого региона

Самопроизвольные роды

Оперативные роды

Сведения о рубце на матке

Лист заключительных диагнозов

Строк на странице: 5

Тип диагноза	Диагноз
Нет данных для отображения	

Исход родов для плода

Строк на странице: 5

Дата и время рождения	Исход родов	Пол	Масса	Оценка Апгар (1 мин / 5 мин)	Доношенность	Диагноз	Исход госпитализации
-----------------------	-------------	-----	-------	------------------------------	--------------	---------	----------------------

Форма «Исход беременности и родов» в карте беременной и родильницы

Добавление данных о предыдущей беременности следует осуществлять следующим образом:

- в поле «Беременность» по умолчанию установлено значение «Предыдущая» Поле недоступно для редактирования;
- в поле «Исход беременности» выбрать значение из справочника. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «Дата исхода» указать дату исхода (рождение ребенка или прерывание беременности). Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «Срок исхода» указать срок беременности на котором наступил исход (рождение ребенка или прерывание беременности). Поле необязательно для заполнения. Срок не может быть больше 45 недель и не может быть отрицательным значением;
- в поле «Число родившихся» указать количество родившихся детей, в случае если исход – рождение ребенка. При исходе – прерывание беременности данное поле не заполняется;
- в поле «Тип зачатия» выбрать значение, соответствующее действию, в результате которого наступила беременность. Поле обязательно для заполнения;
- установить признак «Вводили антирезус Ig во время беременности», если во время беременности проводилась профилактика резус-конфликта;

- в поле «Дата ввода» указать дату, когда проводилась профилактика резус-конфликта во время беременности. Поле доступно, если установлен признак «Вводили антирезус Ig во время беременности». Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры;
- установить признак «Вводили антирезус Ig после родов», если после родов проводилась профилактика резус-конфликта;
- в поле «Дата ввода» указать дату, когда проводилась профилактика резус-конфликта после родов. Поле доступно, если установлен признак «Вводили антирезус Ig после родов». Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры;
- в поле «Медицинская организация, в которой проходили роды» указать медицинскую организацию, в которой проходили роды, заполняется выбором нужного учреждения из справочника. Для быстрого поиска введите наименование учреждения в строку поиска.
- установить признак «МО другого региона», если роды проходили в другой медицинской организации.
- установить переключатель «Самопроизвольные роды», если роды проходили естественным путем;
- установить переключатель «Оперативные роды», если роды проходили с помощью хирургического вмешательства. При активном переключателе подраздел «Сведения о рубце на матке» доступен для редактирования;
- если роды проходили с помощью хирургического вмешательства, то следует заполнить подраздел «Сведения о рубце на матке»:
 - в поле «Дата операции» указать дату проводимой операции. Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры. Дата не может быть больше текущей. Поле обязательно для заполнения;
 - поле «Медицинская организация» заполняется автоматически значением поля «Медицинская организация, в которой проходили роды». При необходимости данные в поле можно отредактировать. Поле обязательно для заполнения;
 - признак «МО другого региона» установить, если операция проводилась в другом регионе и заполнить поле «Медицинская организация»;
 - в поле «Наименование операции» выбрать из справочника операцию, которая проводилась пациентке. Поле обязательно для заполнения;
 - в поле «Локализация рубца» выбрать значение из справочника по местонахождению рубца на матке. Поле необязательно для заполнения;
 - в поле «Состоятельность рубца» выбрать значение из справочника, характеризующее состояние рубца. Поле необязательно для заполнения;
 - в поле «Показания к операции» ввести текст, описывающий показания для проведения операции. Поле необязательно для заполнения;
 - в поле «Особенности операции, послеоперационного периода» ввести текст, описывающий особенности проведения операции и послеоперационного периода. Поле необязательно для заполнения.

Блок «Лист заключительных диагнозов» заблокирован при заполнении сведений о предыдущих беременностях.

Блок «Исход родов для плода»

Для заполнения сведений о рожденном ребенке (детях) в блоке «Исход родов для плода» следует нажать кнопку «Добавить».

Исход родов для плода

Строк на странице: 5

Дата и время рождения	Исход родов	Пол	Масса	Оценка Апгар (1 мин / 5 мин)	Доношенность	Диагноз	Исход госпитализации
Нет данных для отображения							

Добавить

Кнопка «Добавить» в подразделе «Исход родов для плода»

В результате выполнения «Добавить» откроется форма «Исход родов для плода».

Исход родов для плода

Исход родов для плода

Дата и время рождения * 30.05.2023 x
Время 00:00 x
Пол *
Масса, г
Длина, см
Доношенность

Исход родов *
Оценка баллов по Апгар: 1 минута 5 минута

Исход госпитализации
Основное заболевание x

Сопутствующие заболевания

Основная причина смерти x
Умер в возрасте (дней)

Вернуться в исход
Заккрыть
Сохранить

Форма «Исход родов для плода»

Добавление сведений об исходе родов для плода необходимо осуществлять следующим образом:

- в поле «Дата и время рождения» ввести дату и время рождения ребенка. Поле предзаполняется датой из поля «Дата исхода». Поле доступно для редактирования. Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «Пол» выбрать из справочника значение, соответствующее полу ребенка. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «Масса (г)» указать массу ребенка при рождении в граммах. Поле обязательно для заполнения. Минимальное значение – 0, максимальное значение – 10000;
- в поле «Рост (см)» указать рост ребенка при рождении в сантиметрах. Поле обязательно для заполнения. Минимальное значение – 10, максимальное значение – 100;
- в поле «Доношенность» выбрать из справочника значение, характеризующее доношенность ребенка при рождении. Поле необязательно для заполнения;
- в поле «Исход родов» выбрать из справочника значение, характеризующее исход родов для ребенка. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «1 минута» указать значение суммы баллов по Апгар на 1 минуту. Минимальное значение – 0, максимальное значение – 10;
- в поле «5 минута» указать значение суммы баллов по Апгар на 5 минут. Минимальное значение – 0, максимальное значение – 10;
- в поле «Исход госпитализации» выбрать из справочника значение, соответствующее исходу госпитализации ребенка из стационара;
- в поле «Основное заболевание» выбрать из справочника основной диагноз по МКБ-10, с которым был выписан ребенок;
- в поле «Сопутствующие заболевание» выбрать из справочника все сопутствующие диагнозы по МКБ-10, с которыми был выписан ребенок.

В случае смерти ребенка необходимо заполнить следующие поля:

- в поле «Основная причина смерти» выбрать из справочника основной диагноз при смерти;
- в поле «Умер в возрасте (дней)» указать возраст ребенка в днях. Поле доступно для заполнения и является обязательным, если заполнено поле «Основная причина смерти».

Для сохранения сведений об исходе родов для плода следует нажать кнопку «Сохранить».

Исход родов для плода

Дата рождения *

Время...

Пол *

Масса, г

Длина, см

Доношенность

23

x

00:00

x

1 - Мужской

x

3600

x

51

x

1 - доношенный (37-41 не

x

Родился живым

x

Оценка баллов по Апгар:

1 минута

x

5 минута

Исход госпитализации

Основное заболевание

Выписан

x

А00.9 - Холера неуточненная

x

Сопутствующие заболевания

Холера неуточненная

x

Основная причина смерти

x

Умер в возрасте (дней)

Заккрыть

Сохранить

Кнопка «Сохранить» на форме «Исход родов для плода»

Для возврата к форме «Исход беременности и родов» следует нажать «Вернуться в исход» или кнопку «Заккрыть».

Для редактирования сведений о рожденном ребенке (детях) в блоке «Исход родов для плода» следует нажать кнопку  в строке записи.

Для того, чтобы удалить сведения о рожденном ребенке (детях) в блоке «Исход родов для плода» следует нажать кнопку  в строке записи о ребенке. Появится форма для подтверждения действия по удалению записи по исходу родов для плода, в которой следует нажать «Да».

Исход родов для плода

Строк на странице: 5

Записей: 1

Дата и время рождения	Исход родов	Пол	Масса	Оценка Апгар (1 мин / 5 мин)	Доношенность	Диагноз	Исход госпитализации
29.03.2022 17:43	Ребенок родился живым	Мужской	3700	5 / 10	доношенный (37-41 недели)	Z38.0 - Один ребенок, рожденный в стационаре	Выписан

Вы действительно хотите удалить информацию по исходу родов для плода?

Нет

Да

Подтверждение удаления записи по исходу родов для плода

Блок «Закрытие карты» заблокирован при заполнении сведений о предыдущих беременностях.

Добавление сведений об исходе текущей беременности

Для добавления сведений об исходе текущей беременности необходимо выполнить действие «Редактировать» по записи «Текущая» на вкладке «Исход беременностей и родов».

Сведения о беременности

Постановка на учёт

Исход беременностей и родов

Родовой сертификат

Строк на странице: 5

Записей: 1

Беременность	Дата исхода	Исход	Срок исхода	Количество плодов	Исход родов для плода	Пол плода
Текущая						

Добавить исход беременности

Кнопка «Редактировать» на вкладке «Исход беременностей и родов»

В результате выполнения действия откроется форма «Исход беременности и родов».

Исход беременности и родов

Беременность

Текущая

Исход беременности

Дата исхода

Срок исхода

Число родившихся...

Тип зачатия *

1 - Естественное

☐

Вводили антирезус Ig во время беременности

Дата ввода

☐

Вводили антирезус Ig после родов

Дата ввода

Медицинская организация, в которой проходили роды

МО другого региона

☒ Самопроизвольные роды

☐ Оперативные роды

Сведения о рубце на матке

Лист заключительных диагнозов

Строк на странице: 5

Тип диагноза	Диагноз
Нет данных для отображения	

Исход родов для плода

Получить данные из ИЭМК

Заккрыть

Сохранить

Форма «Исход беременности и родов» текущей беременности

В поле «Беременность» по умолчанию установлено значение «Текущая», поле недоступно для редактирования.

Поле «Тип зачатия» автоматически заполняется исходя из выбранного значения во вкладке «Постановка на учёт». Поле является обязательным для заполнения.

Поле «Дата исхода» заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры. Дата не может быть больше текущей или меньше даты взятия на учет.

Поля «Срок исхода» и «Число родившихся» заполняются вручную с клавиатуры.

В поле «Медицинская организация, в которой проходили роды» указать медицинскую организацию, в которой проходили роды, заполняется выбором нужного учреждения из справочника. Для быстрого поиска введите наименование учреждения в строку поиска. Необходимо установить признак «МО другого региона», если роды проходили в другой медицинской организации.

Получение данных из ИЭМК

Для заполнения данных об исходе по данным родильного дома следует нажать кнопку «Получить данные из ИЭМК».

Исход беременности и родов

Беременность

Текущая

Исход беременности

Дата исхода

Срок исхода

Число родившихся...

Тип зачатия *

1 - Естественное

☐ Вводили антирезус Ig во время беременности

Дата ввода

☐ Вводили антирезус Ig после родов

Дата ввода

Медицинская организация, в которой проходили роды

☐ МО другого региона

☒ Самопроизвольные роды

☐ Оперативные роды

Сведения о рубце на матке

Лист заключительных диагнозов

Строк на странице: 5

Тип диагноза

Диагноз

Нет данных для отображения

Исход родов для плода


Получить данные из ИЭМК

Заккрыть

Сохранить

Кнопка «Получить данные из ИЭМК»

При успешном выполнении операции отобразится сообщение.




Сообщение об успешном выполнении операции

В результате успешного выполнения действия «Получить данные из ИЭМК» на форме будут заполнены следующие данные по случаю госпитализации пациентки в связи с родами, полученные из ИЭМК:

- «Исход беременности»;
- «Дата исхода»;
- «Срок исхода»;
- «Число родившихся»;
- Тип родоразрешения;
- Сведения о рубце на матке, если были оперативные роды;
- Лист заключительных диагнозов;
- Исход родов для плода:
 - Дата и время рождения;
 - Исход родов;
 - Пол;
 - Масса;

- Рост;
- Оценка по Апгар;
- Доношенность;
- Диагноз;
- Исход госпитализации.

Если данные по исходу беременности из ИЭМК получить не удалось, отобразится соответствующее сообщение об ошибке. В таком случае форму следует заполнить вручную, описание представлено выше, указав в поле «Беременность» значение «Текущая».



Сообщение об ошибке получения информации по исходу беременности из ИЭМК

Блок «Лист заключительных диагнозов»

Блок «Лист заключительных диагнозов» автоматически заполняется из МКСБ с типом «История родов» диагнозами с типом «Клинический-заключительный». При раскрытии блока отображается следующая информация в табличной форме: тип диагноза, диагноз.

Лист заключительных диагнозов	
Строк на странице: 5	Записей: 1
Тип диагноза	Диагноз
1 - Основной	Z37.0 - Один живорожденный

Блок «Лист заключительных диагнозов»

Родовой сертификат

Для добавления сведений о родовом сертификате следует перейти на вкладку «Родовой сертификат».

Сведения о беременности

Постановка на учёт
Исход беременностей и родов
Родовой сертификат

Срок беременности, недель на момент выдачи сертификата:
Срок, недель
x
Родовой сертификат
Статус ЭРС


Талон родового сертификата	Дата формирования	Статус талона	Медицинская организация
Нет данных для отображения			

Вкладка «Родовой сертификат»

На вкладке «Родовой сертификат» необходимо заполнить следующие поля:

- «Срок беременности, недель на момент выдачи сертификата» – в поле необходимо указать срок беременности в неделях на дату выдачи родового сертификата. Срок не может быть больше 45 недель. Поле заполняется вручную с клавиатуры.
- «Родовой сертификат» – в поле следует указать номер родового сертификата, если он известен. Допускается ввод только числового значения. Поле заполняется вручную с клавиатуры.
- «Статус ЭРС» – в поле отображается статус родового сертификата, поле недоступно для редактирования.

При нажатии кнопки  осуществляется переход в модуль [родовых сертификатов](#) для формирования талона. Переход в модуль родовых сертификатов возможен, в случае если заполнены все обязательные поля на вкладке «Постановка на учёт», иначе отобразится сообщение об ошибке.



 некорректно на вкладке «Постановка на учёт»

Сообщение об ошибке при переходе в модуль родовых сертификатов

Данные по талонам родового сертификата отображаются в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Талон родового сертификата» – отображается наименование талона.
- «Дата формирования» – отображается дата формирования талона.
- «Статус талона» – отображается статус талона.
- «Медицинская организация» – отображается МО, оформившая талон.

Витальные показатели

Для заполнения витальных показателей беременной следует заполнить блок «Витальные показатели».

Витальные показатели

Период с

по

 Показатель

Группа показателей
Витальные характеристики беременной (Записей 11 из 16)

Заполнить по группе

Найти Очистить

Строк на странице: 5 Записей: 11

< Пред.

1

2

3

След. >


Дата	Показатель	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач
> / 05.12.2023 10:31	Систолическое АД	110	уд/мин		Иванова Ольга Сергеевна 1
> / 13.11.2023 11:26	Вес	60.0	кг		Иванова Ольга Сергеевна 1
> / 13.11.2023 11:26	Рост	163	см		Иванова Ольга Сергеевна 1
> / 11.10.2023 16:21	Пульс	90	уд/мин		Иванова Ольга Сергеевна 1
> / 11.10.2023 16:21	Диастолическое АД	80	уд/мин		Иванова Ольга Сергеевна 1

+

Добавить


Блок «Витальные показатели»

При нажатии кнопки  можно просмотреть предыдущие значения показателя в виде списка и графика изменения параметра в динамике. Редактирование последнего значения показателя выполняется с помощью кнопки  . Удаление записи осуществляется с помощью кнопки  .



Просмотр предыдущих показателей блока «Витальные характеристики беременной»

Предыдущие значения показателя также доступны для редактирования и удаления.



Возможность редактирования и удаления предыдущих значений показателя

Редактирование и удаление показателей возможно, в случае если у пациентки имеется открытый ТАП или МКСБ, связанный с данными показателями, и если значение показателей заполнено в рамках открытого/неподписанного документа. На форме редактирования показателя отображается информация с наименованием документа или медицинской записи и их номером.

Документ: Осмотр по «ТАП» №67809

Отображение информации о документе или медицинской записи

В случае если документ, в рамках которого было заполнено значение показателя, закрыт или подписан, то отобразится сообщение о невозможности редактирования этого значения.

Дата	Показатель	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач
08.09.2023 11:25	Описание	Щитовидная железа Расположение типичное Контуры ровные и четкие Правая доля 4 мм, левая доля 2 мм, перешеек 4 мм, объем полюс без поля успешно очищена голосовая команда пауза позволяет выполнять остановку заполнения голосового команда пауза позволяет остановить команда пауза позволяет остановить голосовое заполнения шаблона мм Эхогенность паренхимы средняя			

Дата: 08.09.2023

Время: 11:25

Показатель: Описание

Значение: Щитовидная жел

Ед. измерения:

Врач:

Комментарий

Документ: «Медицинская запись» №15830 (УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

Запрещено редактировать значение по закрытому/подписанному документу.

Отменить

Сохранить

Сообщение о запрете редактирования значения показателя по закрытому/подписанному документу

При редактировании значения показателя, добавленного другим пользователем, значение поля «Врач» меняется на текущего пользователя с учетом должности. Поле «Врач» доступно для редактирования.

В случае если документ, в рамках которого было заполнено значение показателя, закрыт или подписан, то при удалении записи отобразится сообщение о невозможности удаления этого значения.

Запрещено удалять значение по закрытому/подписанному документу.

Сообщение о запрете удаления значения показателя по закрытому/подписанному документу

При редактировании ранее добавленного показателя поля «Дата» и «Время» будут недоступны для редактирования, в случае если значение показателя было добавлено не по текущему документу или по текущему, но дата меньше текущей.

Дата	Показатель	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач
08.09.2023 17:13	Анамнез заболевания				
Дата	Время	Показатель	Значение *	Ед. измерения	Врач *
08.09.2023	17:13	Анамнез заболевания			
Комментарий					
Документ: «Медицинская запись» №15843 (Протокол консультации РЭМД.123)					
					Отменить Сохранить

Невозможность редактирования полей «Дата» и «Время»

Для добавления показателя в группу следует нажать кнопку «Добавить».

Витальные показатели

Период с по Показатель

Витальные характеристики беременной (Записей 0 из 16)

Заполнить по группе

Найти

Очистить

Строк на странице: 5

Дата	Показатель	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач
Нет данных для отображения					

Добавить

Кнопка «Добавить» в блоке «Витальные показатели»

В результате откроется форма добавления показателя с полями для заполнения.

Строк на странице: 5 Записей: 5

Дата	Показатель	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач
14.09.2023 15:52	Диастолическое АД	120	уд/мин		
14.09.2023 15:52	Рост	165	см		
14.09.2023 15:52	Систолическое АД	120	уд/мин		
14.09.2023 15:52	Вес	55	кг		
23.08.2023 10:11	Пульс	65	уд/мин		

Дата * 28.09.2023
Врем... 16:17
Показатель *
Значение *
Ед. измерения
Врач * (Терапевт)

Комментарий

Отменить

Сохранить

Добавить

Форма добавления показателя

В полях «Дата» и «Время» автоматически указываются текущие дата и время, доступны для редактирования. Поля заполняются вручную с клавиатуры или из календаря. Дата и время не могут быть больше текущего значения.

Поле «Показатель» заполняется путём выбора нужного значения из справочника. При вводе наименования показателя отобразится список вариантов, удовлетворяющих введённому значению. Обязательно для заполнения. Для просмотра полного наименования показателя необходимо навести на него курсор мыши. Отобразится всплывающее окно с полным наименованием показателя.

Дата *	Врем...	Показатель
11.09.2023	14:24	Есть противопоказания к вакцинации

11.09.2020 X 17:07 X

Есть противопоказания к вакцинации?

Отображение полного наименования показателя

Поле «Значение» заполняется вручную с клавиатуры или путём выбора нужного значения из выпадающего списка, в зависимости от показателя. Обязательно для заполнения.

В поле «Ед. измерения» отображается фиксированное значения в соответствии с параметром, недоступно для редактирования.

Поле «Врач» автоматически заполняется текущим пользователем. Поле доступно для редактирования путем выбора значения из справочника. Поле обязательно для заполнения.

Поле «Комментарий» заполняется вручную с клавиатуры. Поле необязательно для заполнения.

Для сохранения внесенных данных следует нажать кнопку «Сохранить». Сохраненный показатель отобразится в списке витальных показателей.

Для заполнения группы показателей витальных характеристик беременной следует в поле «Группа показателей» ввести «Витальные характеристики беременной», нажать кнопку «Заполнить по группе». В результате отобразится список групп показателей «Витальных характеристик беременной». По умолчанию отображаются последние внесенные значения показателей.

Заполнить

Частота сердечных сокращений	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач *
	65	х уд/мин		
Высота стояния дна матки	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач *
		см		
Вес беременной	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач *
		кг		
Длина шейки матки	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач *
		см		
Частота сердечных сокращений плода	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач *
	120	х уд/мин		
Частота сердечных сокращений плода	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач *
	120	х уд/мин		
Вес плода	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач *
	55	х кг		
Длина плода	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач *
	165	х см		
Витальные показатели плода	Значение	Ед. измерения	Комментарий	Врач *

Группа показателей «Витальные характеристики беременной»

В блоке «Витальные показатели» необходимо выбрать значение по каждому показателю. Заполнение блока «Витальные показатели» аналогично заполнению блока «Репродуктивные функции и поведение».

Для сохранения внесенных данных следует нажать кнопку «Сохранить».


Отменить

Сохранить

Действия «Сохранить» и «Отменить»

При нажатии кнопки «Отменить» осуществляется возврат к блоку «Витальные характеристики беременной» без сохранения данных, из которого было вызвано открытие формы «Витальные характеристики беременной».

Ниже списка витальных показателей расположен блок «Гравидограмма». По умолчанию блок свернут. Блок «Гравидограмма» отображает график изменения ВДМ во время беременности – отмечаются введенные значения показателя «Высота стояния дна матки» (см) в блоке «Витальные характеристики беременной» на вертикальной оси, соответствующие сроку беременности (недели) на горизонтальной оси. В соответствии с Приказом № 1130н построение гравидограммы начинается с 16-й недели беременности.



Гравидограмма

Распечатать

Для того чтобы распечатать гравидограмму, необходимо нажать кнопку

. Откроется окно предварительного просмотра.

Печать ?

Всего: 1 лист бумаги

Принтер

Кюсера ECOSYS P3155dn

Копии

1

Макет

☒ Книжная

☐ Альбомная

Страницы

☒ Все

☐ Например: 1-5, 8, 11-13

Двусторонняя печать

Односторонняя печать

[Меньше настроек](#)

Размер бумаги

A4

Масштаб (%)

☐ По размеру области печати

☐ Фактический размер

Печать **Отмена**

Высота стояния дна матки (см)

Срок беременности (недели)

Печать гравидограммы средствами браузера

Дальнейшая печать выполняется средствами браузера при помощи кнопки «Печать».

Параметры плода

Блок «Параметры» доступен только для просмотра. Заполнение параметров плода осуществляется в разделе «Параметры плода» случая лечения.

Степени и факторы риска

В разделе «Степени и факторы риска» отображается информацию по определенным степеням и факторам риска пациентки, добавленных в рамках случая лечения. Добавление анкеты осуществляется только в случае лечения пациентки.

Раздел содержит подраздел «Степени и факторы риска». Для того чтобы раскрыть подраздел «Степени и факторы риска» следует нажать на наименование

подраздела или кнопку . В результате отобразится список анкет пациентки. Если у пациентки нет ранее добавленных анкет, то будет отображена надпись «Нет данных для отображения».

Степени и факторы риска					
▼ Степени и факторы риска Степень риска: Низкая					
Строк на странице: 5 Записей: 3					
Дата	Срок беременности	Критерий оценки	Риск	Сумма баллов	
>  13.12.2022 14:33	40	Шкала Фроловой	Степень риска: Высокая	10	
>  13.12.2022 14:32	40	Определение степени риска (приказ №1130н)	Степень риска: Низкая	1	
>  13.12.2022 13:03	40	Шкала В.Е. Радзинского (4-й скрининг)		0	

Подраздел «Степени и факторы риска»

Список анкет представлен в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Дата» – отображается дата и время записи;
- «Срок беременности» – отображается срок беременности пациентки;
- «Критерий оценки» – отображается наименование критерия оценки;
- «Риск» – отображается выявленная степень риска;
- «Сумма баллов» – отображается сумма баллов.

При раскрытии строки с анкетой отображается информация по скринингу в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Параметр» – отображается наименование параметра;
- «Значение» – отображается значение параметра;
- «Баллы» – отображается количество баллов выбранного значения.

Степени и факторы риска					
▼ Степени и факторы риска Степень риска: Низкая					
Строк на странице: 5 Записей: 3					
Дата	Срок беременности	Критерий оценки	Риск	Сумма баллов	
▼  13.12.2022 14:33	40	Шкала Фроловой	Степень риска: Высокая	10	
Параметр			Значение	Баллы	
Профессиональные вредности у отца			Да	3	
Профессиональные вредности у матери			Да	3	
Возраст отца 40 лет и более			Да	2	
Возраст матери			30-34 года	2	
>  13.12.2022 14:32	40	Определение степени риска (приказ №1130н)	Степень риска: Низкая	1	
>  13.12.2022 13:03	40	Шкала В.Е. Радзинского (4-й скрининг)		0	

Отображение информация по скринингу

При нажатии кнопки  в новой вкладке откроется случай лечения, в котором была добавлена эта запись.

Медицинские записи

Блок «Медицинские записи» доступен для просмотра, печати, редактирования и снятия подписи для дальнейшего редактирования медицинских записей, созданных за период беременности в рамках открытого ТАП. Создание медицинских записей осуществляется в разделе «Медицинские записи» случая лечения.

Медицинские записи						
Медицинские записи 136 записей						
Строк на странице: 5 Записей: 136						
< Пред. 1 2 3 След. > Печать Обновить						
Дата документа	Наименование	Врач	Подписана	РЭМД	Документ	
 13.01.2023 15:54	 Протокол консультации (ПМО и Диспансеризация) ВИМИС Профилактика. 4	Маслова Т.И. Терапевты			ТАП №2681001	
 28.12.2022 09:33	 Приложение к форме 131-у осмотр Терапевта	Маслова Т.И. Терапевты			ТАП №2680899	
23.12.2022 18:12	 Профилактический осмотр хирурга. Девочки 1 мес.	Маслова Т.И. Терапевты			ТАП №2680716	
23.12.2022 18:11	 Профилактический осмотр хирурга, девочки 3-17 лет	Маслова Т.И. Терапевты			ТАП №2680716	
23.12.2022 18:10	 Профилактический осмотр хирурга мальчики 3-17 лет	Маслова Т.И. Терапевты			ТАП №2680716	

Блок «Медицинские записи»

В случае если медицинская запись находится в статусе «Подписана» и относится к открытому ТАП, то она доступна для просмотра и печати. При нажатии на номер ТАП осуществляется переход в Случай лечения в котором создана МЗ. Открыть медицинскую запись можно двойным нажатием на неё или нажав значок . Далее откроется форма просмотра медицинской записи.

еменной 2-3 триместр ВИМИС АКиНЕО | подписана

г.

Дата документа: 04.04.2023

Пол:

Протокол консультации поликлинический ВИМИС АКиНЕО

еменной 2-3 триместр

18.10.2022 Пациент

и норм

левания:

еский анамнез : без особенностей Самопр. выкидыши/замершие бер.

ериодические боли в низу живота

гра:

рибавка веса 5 г Состояние пациента Клиническая смерть

а систолическое:123 мм.рт.ст АД левая рука диастолическое:34 мм.рт.ст

/ка диастолическое:65 мм.рт.ст АД правая рука систолическое:321 мм.рт.ст

ские отправления : в норме

лотонусе, безболезненна Окружность живота: 115,0 см Высота дна матки: 7,0 см

лода: Косое Предлежащая часть: Затылочное Шевеления плода: Не ощущает

е плода: 145 уд/мин ясное, ритмичное

из пол.путей: светлые, умеренные

ия: йодомарин 200 мг х сут Рекомендации: диета обогащенная белком, железом

ОАМ

Дата подписания: 04.04.2023

Заккрыть

Снять подпись

Просмотр медицинской записи

Снять подпись

Редактирование медицинских записей доступно после снятия подписи с помощью кнопки при наличии роли «Отмена подписи».

. Кнопка «Снять подпись» доступна



Подпись успешно отменена



Сообщение об успешном выполнении операции

Печать/ЭМД

Для печати МЗ необходимо нажать кнопку

и в раскрывающемся списке выбрать наименование МЗ.

Печать/ЭМД

Все действия

МЗ "Дневник наблюдения за беременной 2-3 триместр ВИМИС АКН...

Выбор МЗ для печати

Откроется вкладка предварительного просмотра печатной МЗ. Дальнейшая печать выполняется средствами браузера.

Пациент: [маска] Дата документа: 04.04.2023
Дата рождения: [маска] Полис: [маска]
ТИП ЭМПЗ: Протокол консультации поликлинический ВИМИС АКНЕО

Осмотр беременной 2-3 триместр

Дата осмотра: 18.10.2022 Пациент [маска]
Анамнез жизни норм
Анамнез заболевания:
Гинекологический анамнез : без особенностей Самопр. выкидыши/замершие бер.

Жалобы

Жалобы: на периодические боли в низу живота
Данные осмотра:

ВЕС 245 кг Прибавка веса 5 г Состояние пациента Клиническая смерть
АД левая рука систолическое: 123 мм.рт.ст АД левая рука диастолическое: 34 мм.рт.ст
АД правая рука диастолическое: 65 мм.рт.ст АД правая рука систолическое: 321 мм.рт.ст
Физиологические отправления : в норме
Матка: в нормотонусе, безболезненна Окружность живота: 115.0 см Высота дна матки: 7.0 см
Положение плода: Косое Предлежащая часть: Затылочное Шевеления плода: Не ощущает
Сердцебиение плода: 145 уд/мин ясное, ритмичное
Выделения из пол. путей: светлые, умеренные

Заключение

Назначения: йодомарин 200 мг х сут Рекомендации: диета обогащенная белком, железом
Направлена: ОАМ
Врач [маска]

Автор: [маска] Дата подписания: 04.04.2023

Печать МЗ

Все действия

При нажатии кнопки

в раскрывающемся списке будут доступны дополнительные действия с МЗ.

Все действия

Создать на основании

Все действия

Далее откроется форма редактирования медицинской записи.

еменной 2-3 триместр ВИМИС АКиНЕО | не подписана

окумента: 04.04.2023
инический ВИМИС АКиНЕО

Полис:

> Словарь

ЗИ м/т:

тей, воспаление придатков, миома матки, аденомиоз,

й по 7 дней

регулярные, обильные, болезненные,

Самопр. выкидыши/замершие бер.

живота, отеки,

за дней

Дата документа
04.04.2023

Время
16:06

Заккрыть

Просмотреть

Редактирование медицинской записи

Заполнить на основании

При нажатии кнопки

форма заполнится на основании предыдущей медицинской записи. Для

Просмотреть

предварительного просмотра формы медицинской записи следует нажать кнопку

еменной 2-3 триместр ВИМИС АКиНЕО | не подписана

Дата документа: 04.04.2023

Полис:

кол консультации поликлинический ВИМИС АКиНЕО

енной 2-3 триместр

10.2022 Пациент

ания:

ий анамнез : без особенностей Самопр. выкидыши/замершие бер.

зические боли в низу живота

веса 5 г Состояние пациента Клиническая смерть

истолическое: 123 мм.рт.ст АД левая рука диастолическое: 34 мм.рт.ст

иастолическое: 65 мм.рт.ст АД правая рука систолическое: 321 мм.рт.ст

з отправления : в норме

нусе, безболезненна Окружность живота: 115.0 см Высота дна матки: 7.0 см

з: Косое Предлежащая часть: Затылочное Шевеления плода: Не ощущает

ода: 145 уд/мин ясное, ритмичное

л.путей: светлые, умеренные

нед

й: A04.1 - Энтеротоксигенная инфекция, вызванная Escherichia coli

марин 200 мг x сут Рекомендации: диета обогащенная белком, железом

М

Дата подписания:
04.04.2023

Все действия

Дата документа: 04.04.2023 16:06


Заккрыть

Подписать и отправить

Предварительный просмотр медицинской записи

 Подписать и отправить

После нажатия кнопки  и успешном выполнении операции отобразится соответствующее сообщение и форма становится недоступной для редактирования.



Сообщение об успешном выполнении операции

Медицинская запись переходит в статус «Подписана» и «Отправлена в РЭМД».

Медицинские записи					
▼ Медицинские записи 136 записей					
Строк на странице: 5		Записей: 136		< Пред. 25 26 27 След. > Обновить	
Дата документа	Наименование	Врач	Подписана	РЭМД	Документ
06.09.2022 12:40	БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ	Иванов И.И. Терапевты	✓	✓	ТАП №2677440
06.09.2022 12:39	СПИРОМЕТРИЯ/СПИРОГРАФИЯ	Иванов И.И. Терапевты	✓	✓	ТАП №2677440

Отображение статуса «Подписана» и «Отправлена в РЭМД»

Диагнозы

Раздел «Диагнозы» содержит список всех диагнозов, которые были добавлены через форму «Диагнозы» в [Случае лечения](#). Блок состоит из 6 вкладок: «Все диагнозы», «Во время беременности», «В I триместре», «Во II триместре», «В III триместре» и «До беременности».

Во вкладке «Все диагнозы» отображаются все диагнозы. Период беременности считается от даты постановки на учет с учетом срока беременности.

Во вкладке «В I триместре» отображаются только диагнозы за I триместр беременности. I триместр определяется от даты постановки на учет с учетом срока беременности + 3 месяца.

Во вкладке «Во II триместре» отображаются только диагнозы за II триместр беременности. II триместр определяется как конец I триместра + 3 месяца.

Во вкладке «В III триместре» отображаются только диагнозы за III триместр беременности. III триместр определяется как конец II триместра + 3 месяца.

Во вкладке «До беременности» отображаются диагнозы установленные до беременности.

Диагнозы

Все диагнозы

Во время беременности

В I триместре

Во II триместре

В III триместре

До беременности

▼ Диагнозы

Строк на странице: 5

Записей: 144

< Пред.

1

2

3

След. >

Дата	Тип диагноза	Характер заболевания	Диагноз
 03.05.2023	Осложнение основного	Острое	A00.9 - Холера неуточненная
 03.05.2023	Сопутствующий	Острое	A01.1 - Паратиф А
 03.05.2023	Основной	Впервые в жизни установленное хроническое	S44.3 - Другие злокачественные новообразования кожи других и неуточненных частей лица
 03.05.2023	Сопутствующий	Острое	A00.1 - Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor
 03.05.2023	Основной	Впервые в жизни установленное хроническое	A00.9 - Холера неуточненная

Раздел «Диагнозы»

При создании КБ вкладки «В I триместре», «Во II триместре», «В III триместре» и «До беременности» недоступны. Вкладки становятся доступны после сохранения данных на вкладке «Постановка на учет».

Раздел содержит блок «Диагнозы». По умолчанию блок свернут. Для того чтобы раскрыть блок «Диагнозы» следует нажать на наименование блока или кнопку . При раскрытии блока отображается список записей по диагнозам в табличной форме, содержащей информацию о дате, типе диагноза, характере заболевания и самом диагнозе. Для перехода к случаю лечения, в котором был добавлен данный диагноз, следует нажать кнопку .

Журнал направлений

Раздел «Журнал направлений» содержит список всех направлений пациентки. Раздел состоит из 6 вкладок: «Все направления», «Во время беременности», «В I триместре», «Во II триместре», «В III триместре» и «До беременности».

Во вкладке «Все направления» отображаются все направления. Период беременности считается от даты постановки на учет с учетом срока беременности. Во вкладке «В I триместре» отображаются только направления за I триместр беременности. I триместр определяется от даты постановки на учет с учетом срока беременности + 3 месяца. Во вкладке «Во II триместре» отображаются только направления за II триместр беременности. II триместр определяется как конец I триместра + 3 месяца. Во вкладке «В III триместре» отображаются только направления за III триместр беременности. III триместр определяется как конец II триместра + 3 месяца. Во вкладке «До беременности» отображаются направления сформированные до беременности.

Время беременности

В I триместре

Во II триместре

В III триместре

До беременности

Всего: 6

< Пред.

1

2

След. >

Время	Куда направлен	Диагноз	Тип	Статус	Направивший врач
2023	Поликлиника	Z00.0 ⓘ	На диагностические исследования	Черновик	
2023	Поликлиника (ГБУЗ МО)	Z00.0 ⓘ	На диагностические исследования	Выписано	
2023	ГБУЗ МО ЦРБ	Z00.0 ⓘ	На лабораторные исследования	Выписано	
2023	Поликлиника (ГБУЗ МО)	Z00.0 ⓘ	На лабораторные исследования	Выписано	
2023	Поликлиника (ГБУЗ МО)	Z00.0 ⓘ	На лабораторные исследования	Выписано	

Раздел «Журнал направлений»

При создании КБ вкладки «В I триместре», «Во II триместре», «В III триместре» и «До беременности» недоступны. Вкладки становятся доступны после сохранения данных на вкладке «Постановка на учет».

Раздел «Журнал направлений» содержит список направлений пациентки. В списке отображается номер направления, дата направления, наименование МО исследования, код диагноза пациента, тип направления, статус, ФИО направившего врача. При наведении на значок ⓘ отображается полное наименование диагноза.

№ Направления	Дата направления	Куда направлен	Диагноз	Тип	Статус	Направивший врач
> 47010127870463	19.07.2023	Поликлиника	Z00.0 ⓘ	Z00.0 Общий медицинский осмотр	Черновик	

Отображение полного наименования диагноза

Для направлений на исследования в статусе «Черновик», «Выписано», «Частично завершено», «Завершено», «Аннулировано» доступна кнопка , которая позволяет раскрыть направление для отображения детальной информации. Возможно раскрытие нескольких направлений одновременно.

Для направлений с типом «На лабораторные исследования» и «На диагностические исследования» информация представлена в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Лаборатория» - отображается код и наименование лаборатории;
- «Исследование» - отображается код и наименование исследования.

ения	Куда направлен	Диагноз	Тип	Статус	Направивший врач
123	ГБУЗ МО ЦРБ	Z00.0	На лабораторные исследования	Выписано	
Исследование					
	ГБУЗ МО	B03.016.002 - Общий (клинический) анализ крови			

Отображение детальной информации по направлению с типом «На лабораторные исследования»

Для направлений с типом «На консультацию» информация представлена в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Медицинская организация» - отображается наименование МО исследования;
- «Специальность» - отображается код и наименование специальности.

ения	Куда направлен	Диагноз	Тип	Статус	Направивший врач
123		A04.1	На консультацию	Выписано	
Специальность					
	ЦРБ")	76 - Терапия			

Отображение детальной информации по направлению с типом «На консультацию»

Для направлений с типом «На госпитализацию по экстренным показаниям» и «На плановую госпитализацию» информация представлена в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Медицинская организация» - отображается наименование МО исследования;
- «Профиль отделения» - отображается код и наименование профиля отделения.

ения	Куда направлен	Диагноз	Тип	Статус	Направивший врач
123	ГБУЗ	A01.0	На плановую госпитализацию	Черновик	
Профиль отделения					
		1 - хирургии (абдоминальной)			

Отображение детальной информации по направлению с типом «На плановую госпитализацию»

Для направлений с типом «Санаторно-курортная справка» информация представлена в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Субъект РФ» - отображается Субъект РФ;
- «Рекомендуемое лечение» - отображается рекомендуемое лечение.

ения	Куда направлен	Диагноз	Тип	Статус	Направивший врач
123		A00	Санаторно-курортная справка	Черновик	
Рекомендуемое лечение					
		В условиях пребывания в санаторно-курортной организации			

Отображение детальной информации по направлению с типом «Санаторно-курортная справка»

Для направлений с типом «На исследование сывороточных маркеров» информация представлена в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Медицинская организация» - отображается наименование МО исследования;
- «Лаборатория» - отображается код и наименование лаборатории;
- «Исследование» - отображается код и наименование исследования.

№ Направления	Дата направления	Куда направлен	Диагноз	Тип	Статус	Направивший врач
✓ 47010127930280	01.12.2023	Поликлиника		На исследование сывороточных маркеров	Черновик	
Медицинская организация		Лаборатория		Исследование		
Поликлиника		№ 62 лаборатории, Кабинет врача-дерматовенеролога, Поликлиника		A27.05.038_1 - Исследование сывороточных маркеров для расчета рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии		

Для остальных типов направлений отображение детальной информации не предусмотрено.

Случаи лечения

В разделе «Случаи лечения» отображается список [случаев лечения](#) пациентки.

Случаи лечения

Тип случая

Медицинская организация

Дата случая с

по

Все

470102 - Поликлиника

01.04.2023

03.05.2023

Найти

Строк на странице: 5

Записей: 31

< Пред.

1

2

3

След. >

Дата (период)	Тип случая	Диагноз	Врач / Мед. организация
03.05.2023 - 03.05.2023	Амбулаторный	Z00.8 ⓘ	
02.05.2023 - 02.05.2023	Амбулаторный	C44.3 ⓘ	
27.04.2023 - 27.04.2023	Амбулаторный	A01.0 ⓘ	
26.04.2023 - 26.04.2023	Амбулаторный	A00.9 ⓘ	
25.04.2023	Амбулаторный	A00.9 ⓘ	

Раздел «Случаи лечения»

Фильтрация записей осуществляется по следующим полям:

- «Тип случая» – заполняется путем выбора значения из справочника.
- «Медицинская организация» – заполняется путем выбора значения из справочника.
- «Дата случая с по» – заполняется путем ввода значения с клавиатуры или выбора даты из календаря.

Список случаев лечения представлен в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Дата (период)» – отображается дата создания и закрытия случая лечения;
- «Тип случая» – отображается тип случая лечения;
- «Диагноз» – отображается диагноз случая лечения. При наведении на иконку ⓘ отображается полное наименование диагноза;

Дата (период)	Тип случая	Диагноз	Врач / Мед. организация
03.05.2023	Амбулаторный	K26.2 ⓘ	Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением

Полное наименование диагноза

- «Врач / Мед. организация» – отображается ФИО врача и наименование МО.

При необходимости можно сформировать выписку ИЭМК за выбранный период, который указан в полях «Дата случая с по», для этого необходимо нажать

кнопку ⓘ и выбрать действие «Сформировать выписку».

Дата (период)	Тип случая	Диагноз	Врач / Мед. организация
03.05.2023 - 03.05.2023	Амбулаторный	Z00.8 ⓘ	
03.05.2023	Амбулаторный	C44.3 ⓘ	

Формирование выписки ИЭМК

В новой вкладке откроется выписка ИЭМК.

Выписка из медицинской карты

Период: 03.05.2023 - 10.05.2023

Пациент: Полных лет: 41

Полис: Дата рождения:

ВИТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заболевания, подлежащие диспансерному наблюдению

05.05.2023	K26.2	Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением	Состоит на учете
06.03.2023	C50.3	Злокачественное новообразование нижневнутреннего квадранта молочной железы	Состоит на учете
06.03.2023	C34.1	Злокачественное новообразование верхней доли, бронхов или легкого	Состоит на учете

Поликлиника

Поликлиника

Последние перенесённые заболевания

10.05.2023	Z12.2	Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования органов дыхания	Горшнев А.М.
03.05.2023	K26.2	Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением	Иванов П.С.
02.05.2023	C44.3	Другие злокачественные новообразования кожи других и неуточненных частей лица	
27.04.2023	A01.0	Брюшной тиф	
26.04.2023	A00.9	Холера неуточненная	
25.04.2023	D37.0	Новообразование неопределенного или неизвестного характера губы, полости рта и глотки	Иванов П.С.
21.04.2023	Z00.0	Общий медицинский осмотр	Алексеев А.А.
18.04.2023	A00.0	Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae	Иванов П.С.
17.04.2023	C60.2	Злокачественное новообразование тела полового члена	
14.04.2023	C50.1	Злокачественное новообразование центральной части молочной железы	

Поликлиника

ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Поликлиника

ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Выписка из медицинской карты за указанный период

Для перехода к случаю лечения следует нажать кнопку



Заккрытие карты беременной и родильницы

Для закрытия карты необходимо в карте беременной и родильницы перейти на вкладку «Исход беременностей и родов» и нажать кнопку «Редактировать» по записи с текущей беременностью.

Сведения о беременности

Постановка на учёт

Исход беременностей и родов

Родовой сертификат

Строк на странице: 5 Записей: 1

Беременность	Дата исхода	Исход	Срок исхода	Количество плодов	Исход родов для плода	Пол плода
 Текущая						

+ Добавить исход беременности

Переход в исход текущей беременности

Закрытие карты осуществляется в блоке «Закрытие карты» формы «Исход беременностей и родов».

Причина закрытия

Блок «Закрытие карты» на форме «Исход беременностей и родов»

Для закрытия карты по завершению беременности необходимо:

- заполнить поле «Исход беременности» и «Дата исхода»;
- установить признак «Закрыть карту»;


- в поле «Дата закрытия» указать дату, которой нужно закрыть карту, по умолчанию устанавливается текущая дата. Дата не может быть больше текущей. Поле доступно для редактирования, заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения;

Для сохранения данных следует нажать кнопку «Сохранить», в результате чего карта будет закрыта.

Для закрытия карты по причине ошибки, дубликата, перевода в другое МО, смерти необходимо:

- установить признак «Закрыть карту»;
- в поле «Дата закрытия» указать дату, которой нужно закрыть карту, по умолчанию устанавливается текущая дата. Поле доступно для редактирования. Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «Причина закрытия» выбрать причину из справочника. Поле обязательно для заполнения;
- в поле «Дополнительная информация» ввести уточнения по закрытию карты.

Для сохранения внесенных данных следует нажать кнопку «Сохранить», в результате чего карта будет закрыта и пациентка исключена из Регистра беременных.



Сообщение об успешном выполнении операции

Если в текущем исходе беременности в поле «Причина закрытия» указано значение «1 - Ошибка» или «2 - Дубликат», то в поле «Основание для исключения» Регистра беременных будет указано значение «3 - Другое».


Если в текущем исходе беременности в поле «Причина закрытия» указано значение «3 - Перевод в другое МО», то в поле «Основание для исключения» Регистра беременных будет указано значение «1 - Переезд».

Если в текущем исходе беременности в поле «Причина закрытия» указано значение «4 - Смерть», то в поле «Основание для исключения» Регистра беременных будет указано значение «2 - Смерть».

Печать документов из карты беременной


Из карты беременной можно распечатать одну из отчетных форм:

- «Индивидуальная карта №111/у-20»,
- «Обменная карта №113/у-20».



Список документов, доступных для печати

Для печати индивидуальной карты беременной необходимо нажать кнопку «Печать» и в раскрывшемся меню выбрать пункт «Индивидуальная карта №111/у-20».



Пункт меню «Индивидуальная карта №111/у-20»

После выбора документа в новой вкладке браузера откроется печатная форма документа, в которой следует нажать кнопку «Печать».

85f7908d-3fd5-4091...

1 / 32

85%

Наименование медицинской организации	Медицинская документация Учетная форма "№111/у-20" Утверждена приказом Минздрава России от "20" октября 2020г. №1130и"
Адрес	

Индивидуальная медицинская карта беременной и родильницы

1. ФИО

2. Дата и год рождения года, полных лет

3. Адрес проживания

4. Адрес регистрации: ☒ совпадает с адресом проживания

5. Контактные телефоны: мобильный ; домашний ;
рабочий ; адрес электронной почты

6. Брачное состояние: ☒ - брак зарегистрирован; ☐ - брак не зарегистрирован; ☐ - одинокая

7. ФИО и телефон доверенного лица

8. Образование: ☐ - начальное; ☐ - среднее; ☒ - высшее;

9. Профессия

10. Место работы

11. Инвалидность: ☐ - нет; ☒ - группа II гр

12. Полис ОМС

13. СНИЛС №

14. Декретный отпуск с - года по года

15. Листок нетрудоспособности №

16. Родовой сертификат: серия № , дата выдачи / / года

17. Аллергические реакции: ☐ - нет; ☒ - да отсутствует - со слов пациента - не установлено; уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 80; уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 100; уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 5; уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 5; уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 5; уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 5; уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 5; уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 5;

18. Данные о группе крови, Rh-факторе - пациентка		19. Данные о группе крови, Rh-факторе - отец ребёнка	
Группа крови		Группа крови	
Rh фактор		Rh фактор	
Дата определения / / г.		Дата определения / / г.	
Подпись врача		Подпись врача	
Печать		Печать	
Данные о введении антител Ig при предыдущих беременностях / / г. / / г.			
Данные о введении антител Ig при текущей беременности / / г. / / г.			

20. Данная беременность по счету 5

21. Данные роды по счету 5

22.Срок и дата первой явки (взяты на учет) 12.04.2022

23. Роды: дата при сроке беременности медицинская организация

Фрагмент печатной формы «Индивидуальная карта №111/у-20»

Для печати обменной карты беременной необходимо нажать кнопку «Печать» и в раскрывшемся меню выбрать пункт «Обменная карта №113/у-20».

Индивидуальная карта №111/у-20

Обменная карта №113/у-20

Печать

The image shows a software interface with a menu. At the top, there is a header 'Индивидуальная карта №111/у-20'. Below it, there is a green button labeled 'Обменная карта №113/у-20'. Below the green button, there is a white button labeled 'Печать'. Red lines and circles highlight specific parts: a red circle with the number '1' is next to the 'Печать' button, and a red circle with the number '2' is next to the 'Обменная карта №113/у-20' button. A red line connects the two buttons, indicating a sequence of actions.

Пункт меню «Обменная карта №113/у-20»

Форма «Обменная карта №113/у-20» распечатывается и передается в стационар (больницу или родильный дом), на основе данных обменной карты в стационаре заполняется медицинская карта стационарного больного (МКСБ).



Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «20» октября 2020 г. № 1130н

Наименование медицинской организации Государственное бюджетное учреждение здравоохранения _____ области _____ центральная районная больница	Медицинская документация Учетная форма "№113/у-20" Утверждена приказом Минздрава России от "20" октября 2020г. №1130н
Адрес _____	

Обменная карта беременной, роженицы и родильницы

выдается беременной при ее первой явке и заполняется при каждом посещении женской консультации (ВОПа, ФАПа)

ТАЛОН 1. Сведения женской консультации о беременной (заполняется на каждую беременную и выдаётся при постановке на учёт)

ФИО _____

Дата и год рождения _____ года, полных лет _____

Адрес проживания _____

Адрес регистрации: ☒ совпадает с адресом проживания _____

Контактные телефоны: мобильный _____; домашний _____;
рабочий _____; адрес электронной почты _____ @ _____

Брачное состояние: ☐ брак зарегистрирован; ☐ брак не зарегистрирован; ☐ одинокая

ФИО и телефон доверенного лица _____

Полис ОМС _____

СНИЛС № _____

Декретный отпуск с - _____ года по _____ года

Листок нетрудоспособности № _____

Родовой сертификат: серия № _____, дата выдачи ____ / ____ / ____ года

Подпись врача _____ (_____)

Аллергические реакции: ☐ нет; ☒ да (при наличии выделить цветом) уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 12; отсутствует - со слов пациента - не установлено; уровень кислорода в крови (индекс сатурации) - 98;

Высокий акушерский риск по результатам скрининга в 11-14 недель:

Риски осложнений (преэклампсия, преждевременные роды, задержка роста плода)	Значение индивидуального риска
---	--------------------------------