Настройки сертификатов цифровой подписи

- Настройка сертификата цифровой подписи
- Настройка подписания с помощью бесконтактной карты

Настройка сертификата цифровой подписи

Для подписания документов необходимо установить сертификат цифровой подписи. Для этого необходимо нажать кнопку «Настройки».

blocked URL Кнопка «Настройки»

В результате откроется страница настройки сертификатов цифровой подписи. Если добавленный контейнер отсутствует, кнопка «Загрузить сертификат» будет недоступна.

Настройки		Онкологи Кабинет врача-терапевта2	_	
🔄 Сертификаты цифровой подписи				
ФИО владельца	Серийный номер	Срок действия		
< Назад		Добавить контейнер Загрузить сертификат		

Настройки сертификатов цифровой подписи

На странице отображается информация о загруженных сертификатах: ФИО владельца, серийный номер и срок действия сертификата.

Для добавления сертификата цифровой подписи нужно выполнить следующие действия:

1. С помощью кнопки «Добавить контейнер» перейти на страницу импорта контейнера.

Настройки		Онкологи Кабинет врача-терапевта2		
🗟 Сертификаты цифровой подписи				
ФИО владельца	Серийный номер	Срок действия		
Passes Pass Resident		08.02.2023 - 08.02.2024		
< Назад		Добавить контейнер Загрузить сертификат		

Кнопка «Добавить контейнер»

2. На странице импорта контейнера подписи выбрать путь к контейнеру с помощью кнопки blocked URL.

11:32 🖸	0
КриптоПРО	сологи
Кабинет врача-тераг	тевта2
😤 Импорт контейнера подписи КриптоПРО	
Добавить контейнер:	
Путь к контейнеру	Q
< Назад	Добавить контейнер

Окно добавления контейнера

3. Во внутреннем хранилище устройства необходимо выбрать нужную папку и нажать кнопку «Выбрать». Выбранный контейнер отобразится в поле «Добавить контейнер».

blocked URL

Выбор контейнера

4. Далее следует нажать кнопку «Добавить контейнер», которая станет активной после выбора пути к контейнеру.

Настройки		Онкологи Кабинет врача-терапевта2		
🗐 Сертификаты цифровой подписи				
ФИО владельца	Серийный номер	Срок действия		
		08.02.2023 - 08.02.2024		
< Назад		Добавить контейнер Загрузить сертификат		

Кнопка «Добавить контейн

5. После успешного добавления контейнера отобразится уведомление о копировании контейнера.

blocked URL

Уведомление об успешном копировании контейнера

6. После успешного добавления контейнера необходимо вернуться на страницу настроек сертификатов цифровой подписи с помощью кнопки «Назад».

7. Для установки сертификата подписи следует нажать кнопку «Загрузить сертификат». В результате отобразится страница импорта сертификата подписи.

Настройки		Онкологи		
		каринет врача-терапевта2		
🔄 Сертификаты цифровой подписи				
ФИО владельца	Серийный номер	Срок действия		
		08.02.2023 - 08.02.2024		
< Назад		Добавить контейнер Загрузить сертификат		

Кнопка «Загрузить сертификат»

8. В поле «Контейнер» следует выбрать значение из выпадающего списка загруженных контейнеров.

9. В поле «Выберите сертификат» следует указать путь к сертификату во внутреннем хранилище устройства, аналогично выбору контейнера.

blocked URL

Окно установки сертификата

10. Далее следует нажать кнопку «Установить сертификат», которая станет активной после выбора пути к сертификату.

blocked URLКнопка «Установить сертификат»

11. После успешной установки сертификата отобразится сообщение.

blocked URL

Уведомление об успешной установке сертификата

С помощью кнопки «Назад» осуществляется переход на страницу настройки сертификатов цифровой подписи.

Настройка подписания с помощью бесконтактной карты

Для корректной работы подписи с помощью бесконтактной карты необходимо, чтобы на устройстве было установлено приложение «Панель управления Рутокен». В приложении необходимо добавить карту, приложив ее к устройству и развернуть полную информацию о карте. После этого карта будет доступна для подписания документов в приложении «Мобильный АРМ врача».