

Пакет направлений из ЛПУ - LpuResult

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
Lpu	string(Guid)	ЛПУ гвид	
Mkab	string(Guid)	МКАБ гвид	
Success	bool	Успешность опроса	
Message	string	Сообщение в случае ошибок	
ConsultDirections	Массив ConsultDirection	Направления на консультацию	
LaboratoryDirections	Массив LaboratoryDirection	Направления на исследования	
DispDirections	Массив DispDirection	Диспансерное наблюдение	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "lpu": "12ab9992-9875-4fb6-a9c0-8504170c1429",
  "mkab": "913da9bf-1fd4-4b06-a06f-2d1b21c060c5",
  "success": true,
  "message": null,
  "consultDirections": [
    {
      "id": "8038",
      "guid": "82b7848a-bfc4-4dfe-adb4-51ce09e4c726",
      "number": "47010157063",
      "date": "2019-07-29T00:00:00+03:00",
      "docPrvdSenderGuid": "aaa61dc5-c82c-45c8-9afd-a539f6eb572c",
      "mkabGuid": "913da9bf-1fd4-4b06-a06f-2d1b21c060c5",
      "reason": "",
      "specialityCode": "92",
      "specialityName": "",
      "mkbCode": "A06.4",
      "mkbName": " ",
      "lpuFromGuid": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
      "lpuToGuid": "1dadf64c-f34a-4023-98a6-3e7b7be4f243",
      "appointment": null
    },
    {
      "id": "8041",
      "guid": "e714e964-d8a0-4776-b163-c708371c39a5",
      "number": "47010157096",
      "date": "2019-08-13T00:00:00+03:00",
      "docPrvdSenderGuid": "aaa61dc5-c82c-45c8-9afd-a539f6eb572c",
      "mkabGuid": "913da9bf-1fd4-4b06-a06f-2d1b21c060c5",
      "reason": " ",
      "specialityCode": "92",
      "specialityName": "",
      "mkbCode": "A01.1",
      "mkbName": " A",
      "lpuFromGuid": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
      "lpuToGuid": "4cb4f1c8-386d-410d-ac5d-fa232bd2afb9",
      "appointment": null
    }
  ],
  "laboratoryDirections": [
    {
      "id": "63820",
      "guid": "1a7bb113-8057-43dd-a773-495a7de7b6db",
      "number": "4701010-63820",
      "accessionNumber": "",
      "date": "2019-07-30T00:00:00+03:00",
      "dateCreate": "2019-07-30T16:08:29+03:00",
    }
  ]
}
```

```

    "flags": "Desktop2",
    "urgent": false,
    "comment": "1231231",
    "docPrvdSenderGuid": "682dd47c-19cb-45b3-a73a-ed28e5448b05",
    "docPrvdSenderFio": " ",
    "mkabGuid": "913da9bf-1fd4-4b06-a06f-2d1b21c060c5",
    "canceled": false,
    "performed": false,
    "complete": false,
    "researchGuid": "a5329456-2cc1-4e30-ba2f-d59c923d415b",
    "researchTypeName": " ",
    "researchTypeCode": "A06.03.061.001",
    "researchTypeKindName": " ",
    "researchTypeKindCode": "32",
    "mkbCode": "A00.9",
    "mkbName": " ",
    "lpuFromGuid": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
    "lpuToGuid": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
    "appointment": null
  },
  {
    "id": "63873",
    "guid": "800f6e4c-b846-42c0-a86e-44dd10211ce9",
    "number": "4701010-63873",
    "accessionNumber": "",
    "date": "2019-08-20T00:00:00+03:00",
    "dateCreate": "2019-08-20T10:20:26+03:00",
    "flags": "Empty",
    "urgent": false,
    "comment": "",
    "docPrvdSenderGuid": "d4a6f6b6-a75f-41f2-a5eb-68ce80c65fe1",
    "docPrvdSenderFio": " ",
    "mkabGuid": "913da9bf-1fd4-4b06-a06f-2d1b21c060c5",
    "canceled": false,
    "performed": false,
    "complete": false,
    "researchGuid": "a941d4e3-1628-4d03-896b-66204b489580",
    "researchTypeName": " ",
    "researchTypeCode": "A06.09.006",
    "researchTypeKindName": "",
    "researchTypeKindCode": "48",
    "mkbCode": "A00.9",
    "mkbName": " ",
    "lpuFromGuid": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
    "lpuToGuid": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
    "appointment": {
      "guid": "31095cf6-064e-4884-b8d6-53f44fa55da8",
      "start": "2019-08-23T10:45:00+03:00",
      "end": "2019-08-23T11:00:00+03:00",
      "createTime": "2019-08-20T12:44:02+03:00"
    }
  }
],
"dispDirections": [
  {
    "id": "12060",
    "guid": "b5ef58da-1a0c-4144-bcec-da133b8b42a1",
    "date": "2019-07-30T16:41:57+03:00",
    "comment": "",
    "concomitant": "",
    "active": true,
    "mkabGuid": "913da9bf-1fd4-4b06-a06f-2d1b21c060c5",
    "docPrvdSenderGuid": "682dd47c-19cb-45b3-a73a-ed28e5448b05",
    "specialityCode": "30",
    "specialityName": "",
    "mkbCode": "A01.4",
    "mkbName": " ",
    "lpuFromGuid": "12ab9992-9875-4fb6-a9c0-8504170c1429"
  }
]
}

```

