

Направление на консультацию - ConsultDirection

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
Id	string	Цифровой идентификатор	
Guid	string (Guid)	Идентификатор	
Number	string	Номер	
Type	string	Тип направления	Для этого направления всегда "Consult"
Date	string (DateTime)	Дата направления	
DateEnd	string (DateTime)	Дата окончания действия направления	Высчитывается путем прибавления определенного количества дней(в текущей реализации 30) к дате начала действия направления - Date
DocPrvdSenderGuid	string (Guid)	Гуид направившего врача	
DocPrvdSenderFio	string	Фιο направившего врача	
MkabId	int	Ид МКАБа	
MkabGuid	string (Guid)	Гуид МКАБа	
ConsultType	string	Тип консультации	Логика направления от этого типа никак не меняется . За исключением типов Hospital и SearchIII , но они не поддерживаются сервисом направлений и не должен отображаться в списке направлений совсем. Эти типы не тоже самое что и типы направления(лабораторные, консультации) Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">• Hospital - На госпитализацию<i>(Не поддерживается)</i>• SearchIII - На обследование<i>(Не поддерживается)</i>• Consultation - На консультацию• Restorative - На восстановительное лечение
Reason	string (Guid)	Причина направления	
SpecialityCode	string	Код специальности, на которую сделано направление	
SpecialityName	string	Название специальности, на которую сделано направление	
MkbCode	string	Код МКБ-10	
MkbName	string	Название МКБ-10	
LpuFromGuid	string (Guid)	Гуид ЛПУ, откуда направили	
LpuToGuid	string (Guid)	Гуид ЛПУ, куда направили	
Appointment	Appointment	Запись на прием	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "id": "58384",
  "guid": "e714e964-d8a0-4776-b163-c708371c39a5",
  "number": "47010157096",
  "date": "2019-08-13T00:00:00+03:00",
  "docPrvdSenderGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "mkabGuid": "183209fc-1277-4896-aa7f-72dfcd8f03b1",
  "reason": "",
  "specialityCode": "92",
  "specialityName": "",
  "mkbCode": "A01.1",
  "mkbName": " A",
  "lpuFromGuid": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
  "lpuToGuid": "4cb4f1c8-386d-410d-ac5d-fa232bd2afb9",
  "appointment": {
    "guid": "479e833e-be5f-4cf3-8d57-11dd2dd4f906",
    "start": "2019-08-21T08:45:00+03:00",
    "end": "2019-08-21T09:00:00+03:00",
    "createTime": "2019-08-20T15:42:07+03:00"
  }
}
```