

Направление на исследование - ProcedureRequest

Используется для описания направления на исследование

Ресурс по FHIR

<http://hl7.org/fhir/STU3/procedurerequest.html>

Описание полей

Наименование	Тип значения	Описание	Значение по умолчанию	Поле в бд
resourceType	string	Тип ресурса	ProcedureRequest	-
identifier	Array of Identifier	Идентификатор направления. Состоит из склейки: Гуид головного ЛПУ + Гуид направления	-	oms_lpu.GUIDLPU(головная) + lbr_LaboratoryResearch.Guid
status	Enum(string)	Статус заявки	draft - для нового направления cancelled - для отмененного направления	если lbr_Research.IsCanceled=0 то draft, иначе cancelled
intent	Enum(string)	Намерение/цель	order	-
priority	Enum(string)	Приоритет Routine - обычное направление Urgent - срочное	routine	lbr_LaboratoryResearch.Priority 0 - обычное направление 1- срочное
category	Array of Codeable Concept	Классификация процедуры - вид исследования	-	lbr_ResearchTypeKind.Code - Code lbr_ResearchTypeKind.Name - Display
code	CodeableConcept	Исследование	-	lbr_ResearchType.Code - Code lbr_ResearchType.ResearchName - Display
subject	Reference	Пациент	-	hlt_MKAB.UGUID
occurrencePeriod	Период	Расписание	-	hlt_DoctorTimeTable.Begin_Time hlt_DoctorTimeTable.End_Time
authoredOn	string	Дата создания направления ("yyyy-MM-dd")	-	lbr_LaboratoryResearch.DateCreate
requester.agent	Reference	Идентификатор врача, отправившего на исследование. (LpuDoctor)	-	hlt_LPUDoctor.Uguid,если есть ссылка, если нет, то находим в кэше по lbr_LaboratoryResearch.DOCT_DPRVDGUID
requester.onBehalfOf	Reference	Гуид ЛПУ, из которой сделано направление	-	lbr_LaboratoryResearch.rf_LPUSenderID > oms_lpu.GUIDLPU
performerType	CodeableConcept	Тип ресурса, на который сделано направление	-	hlt_ResourceType.Code - Code hlt_ResourceType.Name - Display
performer	Reference	Идентификатор ресурса, на который сделано направление. Состоит из склейки: Гуид лпу ресурса + Гуид ресурса	-	hlt_docPRVD > oms_department > oms_lpu.GUIDLPU - ЛПУ ресурса hlt_docPRVD.Guid - ресурс
reasonCode	Array of Codeable Concept	Причина направления/диагноз по МКБ	-	lbr_LaboratoryResearch.rf_MKBID > oms_mkb.DS - Code, oms_mkb.Name - Display
reasonReference	Array of Reference	Ссылка на параметры исследования	-	lbr_LaboratoryResearch > lbr_ResearchType > lbr_ResearchTypeParam.UGUID
note	Array of Annotation	Выписка/Комментарий к направлению	-	lbr_LaboratoryResearch.Comment

supportingInfo	Array of Reference	Ссылка на дополнительную информацию. Указывается: - Идентификатор целевой лпу. - В поле display передается TargetLpu - В поле Reference - ГУИД целевой ЛПУ - Номер направления - В поле display передается DirectionNumber - В поле Reference - Номер направления	-	oms_lpu.GUIDLPU
----------------	------------------------------------	--	---	-----------------

Пример модели в формате JSON

```
{
  "resource": {
    "resourceType": "ProcedureRequest",
    "identifier": [
      {
        "value": "81700ce0-8b4b-4738-be2d-d4774086ed5658cf12f6-37e0-4694-b7cb-37660c66298e"
      }
    ],
    "status": "draft",
    "intent": "order",
    "priority": "routine",
    "category": [
      {
        "coding": [
          {
            "system": "TypeKind",
            "code": "1",
            "display": ""
          }
        ]
      }
    ],
    "code": {
      "coding": [
        {
          "system": "Type",
          "code": "A06.09.006",
          "display": " "
        }
      ]
    },
    "subject": {
      "identifier": {
        "value": "46e85ee9-f675-443e-86c6-c51a655fdff4"
      }
    },
    "occurrencePeriod": {
      "start": "2018-09-06T12:36:00+03:00",
      "end": "2018-09-06T12:42:00+03:00"
    },
    "authoredOn": "2018-09-06T08:02:36+03:00",
    "requester": {
      "agent": {
        "identifier": {
          "value": "e2c5aeb6-1205-4875-9f24-26d26a8ad887"
        }
      },
      "onBehalfOf": {
        "identifier": {
          "value": "ea2f6305-98f7-4b75-8b0e-64af4b9945ba"
        }
      }
    },
    "performerType": {
      "coding": [
```

```

        {
            "system": "ResType",
            "code": "3",
            "display": ""
        }
    ],
    "performer": {
        "identifier": {
            "value": "81700ce0-8b4b-4738-be2d-d4774086ed5614e308fe-8b38-4e4a-9b42-e5ed2e96876a"
        }
    },
    "reasonCode": [
        {
            "coding": [
                {
                    "system": "Mkb",
                    "code": "Z00.0",
                    "display": " "
                }
            ]
        }
    ],
    "reasonReference": [
        {
            "identifier": {
                "value": "a409512d-f2da-4bdc-82a1-00e6c0120507"
            }
        },
        {
            "identifier": {
                "value": "2d133732-765b-4658-9b01-ed777b7510f5"
            }
        },
        {
            "identifier": {
                "value": "2db662a1-275f-40b6-95e3-d1afc43ac59e"
            }
        },
        {
            "identifier": {
                "value": "69c479f8-4cf4-4248-9cba-3600b7334d37"
            }
        }
    ],
    "supportingInfo": [
        {
            "reference": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
            "display": "TargetLpu"
        },
        {
            "reference": "123456",
            "display": "DirectionNumber"
        }
    ],
    "note": [
        {
            "text": " "
        }
    ]
}

```