


Сохранение результата

Метод сохраняет результат исследования в ЛПУ.

 Следует применять только после [предыдущего метода](#).



После применения должен вернуться статус 200 OK и true в "Body"

Также можно будет увидеть, что в МИСе на второй вкладке в направлении появились результаты

Направление на исследование



Направление

Результаты

Проведено 19.09.2018 Швецов Владимир Борисович

Описание

Описание

Заключение 19.09.2018 Швецов Владимир Борисович

Результаты исследования

BI RAIDS левой молочной железы 0 - Недостаточно данных для

BI RAIDS правой молочной железы 0 - Недостаточно данных для

Рекомендации Второе мнение

Срок очередной явки, месяц 26

Заключение

Заключение

Просмотр результата в ЕРИС

Другое мнение

Сохранить и печать

Сохранить

Отмена